



## **Preisliste ab 06/2024**

Hedo Medizintechnik GmbH  
Bremer Straße 31  
D- 30827 Garbsen

05137-986 17 87

## Untersuchungs- und Behandlungstische

### 480 000 | Behandlungs- und Operationstisch elektrisch höhenverstellbar

**Hebt bis zu 100 kg.** Elektrisch mit Fußschalter  
höhenverstellbar.

Edelstahl-tischplatte mit Rand, Abfluss mit Eimerhaken und 4  
Ausbindehaken.

Die schwere rechteckige Fußplatte mit kleiner Grundfläche verleiht dem Tisch eine hohe  
Standsicherheit.

Die aus exoliertem Aluminium bestehende Hubsäule ist wie die Edelstahlflächen  
korrosionsfrei.

Art. Nr.	Bezeichnung	Tischplatte	Höhe	Preis in €
480 000	Behandlungstisch	60 x 120 cm	68 - 108 cm	2.390,-
480 001	Behandlungstisch	60 x 130 cm	68 - 108 cm	2.655,-



### 485 000 | Behandlungs- und Operationstisch elektrisch höhenverstellbar und kippbar

**Hebt bis zu 100 kg.** Elektrisch mit Fußschalter höhenverstellbar.

Edelstahl-tischplatte mit Rand, Abfluss mit Eimerhaken und 4  
Ausbindehaken.

Die schwere rechteckige Fußplatte mit kleiner Grundfläche verleiht dem  
Tisch

eine hohe Standsicherheit. Die aus exoliertem Aluminium bestehende  
Hubsäule

**Mit manueller Kippvorrichtung ist die Tischplatte stufenlos  
kippbar.** Die Edelstahlfläche korrosionsfrei.

Art. Nr.	Bezeichnung	Tischplatte	Höhe	Preis in €
485 000	Behandlungstisch	60 x 120 cm	71 - 111 cm	2.590,-
485 001	Behandlungstisch	60 x 130 cm	71 - 111 cm	2.810,-



### 485 500 | Behandlungs- und Operationstisch elektrisch höhenverstellbar mit Waage

**Hebt bis zu 100 kg.** Elektrisch mit Fußschalter  
höhenverstellbar.

Edelstahl-tischplatte mit Rand, Abfluss mit Eimerhaken und 4 Ausbindehaken.

Die schwere rechteckige Fußplatte mit kleiner Grundfläche verleiht dem Tisch eine hohe  
Standsicherheit.

Die aus exoliertem Aluminium bestehende Hubsäule ist wie die Edelstahlflächen  
korrosionsfrei.

**Mit eingebauter Tierwaage bis zu 100 kg.**

Art. Nr.	Bezeichnung	Tischplatte	Höhe	Preis in €
485 500	Tisch mit Waage	60 x 120 cm	68 - 108 cm	3.675,-



## Untersuchungs- und Behandlungstische

### 470 000 | Behandlungs- und Operationstisch mit Pump-Höhenverstellung

**Hebt bis zu 100 kg. Mit hydraulischem Pumpfuß.**

Edelstahl-tischplatte mit Rand, Abfluss mit Eimerhaken und 4 Ausbindehaken.

Die schwere rechteckige Fußplatte mit kleiner Grundfläche verleiht dem Tisch eine hohe Standsicherheit.

Die aus exoliertem Alluminium bestehende Hubsäule ist wie die Edelstahlflächen korrosionsfrei.

Art. Nr.	Bezeichnung	Tischplatte	Höhe	Preis in €
470 000	Behandlungstisch	60 x 120 cm	68 - 108 cm	2.430,-
470 001	Behandlungstisch	60 x 130 cm	68 - 108 cm	2.655,-



### 475 000 | Behandlungs- und Operationstisch mit Pump-Höhenverstellung und kippbar

**Hebt bis zu 100 kg. Mit hydraulischem Pumpfuß.**

Edelstahl-tischplatte mit Rand, Abfluss mit Eimerhaken und 4 Ausbindehaken.

Die schwere rechteckige Fußplatte mit kleiner Grundfläche verleiht dem Tisch eine hohe Standsicherheit.

Die aus exoliertem Alluminium bestehende Hubsäule ist wie die Edelstahlfläche korrosionsfrei.

**Mit manueller Kippvorrichtung ist die Tischplatte stufenlos kippbar.**

Art. Nr.	Bezeichnung	Tischplatte	Höhe	Preis in €
475 000	Behandlungstisch	60 x 120 cm	71 - 111 cm	2.590,-
475 001	Behandlungstisch	60 x 130 cm	71 - 111 cm	2.820,-
475 500	ohne kipp mit Waage	60 x 120 cm	68 - 108 cm	3.240,-



### 260 500 | Fahrbarer Scherenhubtisch elektrisch höhenverstellbar

**Hebt bis zu 100 kg.** Elektrisch mit Fußschalter höhenverstellbar.

Edelstahl-tischplatte mit Rand, Abfluss mit Eimerhaken und 4 Ausbindehaken.

Elektromotor komplett gekapselt.

Fahrbar mit 4 stoppbaren Lenkrollen. Edelstahlflächen korrosionsfrei

Art. Nr.	Bezeichnung	Tischplatte	Höhe	Preis in €
260 500	Scheren- Hubtisch	60 x 120 cm	40 - 102 cm	3440,-



## Untersuchungs- und Behandlungstische

### 260 505 | Fahrbarer Scherenhubtisch elektrisch höhenverstellbar mit Akku

**Hebt bis zu 100 kg.** Elektrisch mit Fußschalter höhenverstellbar.

Edelstahl-tischplatte mit Rand, Abfluss mit Eimerhaken und 4 Ausbindehaken.

Akkueinheit und Elektromotor komplett gekapselt.  
Fahrbar mit 4 stoppbaren Lenkrollen. Edelstahlflächen korrosionsfrei.

Art. Nr.	Bezeichnung	Tischplatte	Höhe	Preis in €
260 505	Scherenhubtisch	60 x 120 cm	40 - 102 cm	3.940,-



### 260 600 | Fahrbarer Scherenhubtisch elektrisch höhenverstellbar mit Waage

**Hebt bis zu 100 kg. Elektrisch mit Fußschalter höhenverstellbar.**

Edelstahl-tischplatte mit Rand, Abfluss mit Eimerhaken und 4 Ausbindehaken.

Akkueinheit und Elektromotor komplett gekapselt.

Fahrbar mit 4 stoppbaren Lenkrollen. Edelstahlflächen korrosionsfrei.

Mit eingebauter Tierwaage bis zu 100 kg.

Art. Nr.	Bezeichnung	Tischplatte	Höhe	Preis in €
260 600	Schrenhubtisch	60 x 120 cm	48 - 110 cm	4.550,-
260 605	Schrenhubtisch mit Akku	60 x 120 cm	48 - 110 cm	4.990,-



### 400 100 | Behandlungstisch Edelstahl (mit / ohne Rollen)

Der Untersuchungs- und OP-Tisch ist vollständig aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Edelstahl-tischplatte mit Rand und Ablauf.

Die Holzunterfütterung dämmt die Geräusche und erhöht die Formstabilität

Art. Nr.	Bezeichnung	Tischplatte	Höhe	Preis in €
400 100	mit 4-Fußgestell	60 x 120 cm	90 cm	1.090,-
400 100-2	mit 4-Lenkrollen	60 x 120 cm	90 cm	1.140,-



## Zubehör für Untersuchungs- und Behandlungstische

### 260 026-2 | Umlaufende Versorgungsschienen

Versorgungsschienen 4er-Set (2 x lang, 2 x kurz).

Passend zu allen angebotenen Tischen (nur bei Mitbestellung möglich).

Art. Nr.	Bezeichnung	Maße	Preis in €
260 026-2	Normschienen	25 x 10 mm	705,-



### 481 000 | 2-fach Steckdose

Passend zu allen elektrisch höhenverstellbaren Tischen.

(nur bei Mitbestellung möglich).

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis in €
481 000	Steckdose	179,-



### 200 005 | Schwenkarm für optimale Fixierung

Besonders geeignet für Zusatzliege sowie Seitenstützen.

Edelstahl, mit drehbarer Seilarretierung, höhenverstellbar bis 20 cm.

Ausladung 12 cm, Schwenkbereich 360°.

Art. Nr.	Bezeichnung	Maße	Höhe	Preis in €
200 005	Schwenkarm	12 cm	20 cm	112,-



### 200 008 | Fixierseile

Fixierseile aus Nylon, weiß, Durchmesser 4 mm.

Passend für Schwenkarme und Fixierblöcke.

Art. Nr.	Bezeichnung	Bund	Höhe	Preis in €
200 008	Fixierseile	10 Stk.	60 cm	21,-
200 009	Fixierseile	10 Stk.	100 cm	25,-



## Zubehör für Untersuchungs- und Behandlungstische

### 200 007 | Anschlussblock mit Seilarretierung und Loch

Anschlussblock aus Aluminium eloxiert, zur Aufnahme für Rundmaterial D 12 mm und Seilarretierung.

Passend zu Versorgungsschienen.

Art. Nr.	Bezeichnung	Stück	Preis in €
200 007	Anschlussblock	1	116,-



### 200 006 | Anschlussblock mit Loch

Anschlussblock aus Aluminium eloxiert, zur Aufnahme für Rundmaterial D 12 mm.

Passend zu Versorgungsschienen.

Art. Nr.	Bezeichnung	Stück	Preis in €
200 006	Anschlussblock		98,-



### 200 001 | Anschlussblock mit Seilarretierung

Anschlussblock aus Aluminium eloxiert, mit Seilarretierung

Passend zu Versorgungsschienen.

Art. Nr.	Bezeichnung	Stück	Preis in €
200 001	Anschlussblock		76,-



# Operationstisch - System

" von Profis für Profis "



Deutsches Patent Nr. 34 14 551



Deutsches Patent Nr. 35 15 808



Deutsches Patent Nr. 34 48 512

## Gesund bleiben mit HEDO !

### Wieso ?

Die schmalen Operationstische bieten volle Beinfreiheit und ermöglichen sitzendes oder stehendes Arbeiten. Sie sind manuell oder elektrisch in der Höhe vertellbar und ermöglichen somit jederzeit ergonomisches und entspanntes Arbeiten. Alle Patienten zu verstellen.

An die umlaufenden Versorgungsschienen können alle zur Operation benötigte Anbauteile angebracht werden.

Die abnehmbare und röntgendurchlässige Auflageplatte mit abgerundeten Ecken ermöglicht ein leichtes Arbeiten.

Große Lenkrollen mit Stopfunktion geben dem Operationstisch eine größtmögliche Mobilität ! So kann der Patient in einen anderen Raum zur Operation vorbereitet werden und nach Abschluss der Vorbereitung in den sauberen Operationsraum gefahren werden!



## " Weil mein Rücken es mir wert ist ! "

### Fahrbarer Operationstisch manuell höhenverstellbar

Tischgestell aus Edelstahl rostfrei; abnehmbare röntgendurchlässige Auflageplatte; umlaufende Versorgungsschienen; 4 feststellbare Lenkrollen D 100; Untergestell ein- oder beidseitig ausfahrbar. (L x B x H) 1340 x 390 x 750-1015 mm  
Tragkraft 150 kg

Art. Nr.: 101 000

### Fahrbarer Operationstisch elektrisch höhenverstellbar

Tischgestell aus Edelstahl rostfrei; abnehmbare röntgendurchlässige Auflageplatte; umlaufende Versorgungsschienen; 4 feststellbare Lenkrollen D 100; Untergestell ein- oder beidseitig ausfahrbar. (L x B x H) 1340 x 390 x 750-950 mm  
Tragkraft 150 kg

Art.Nr.: 102 000

### Fahrbarer Operationstisch elektrisch höhenverstellbar und seitlich kippbar um ca. 30° beidseitig

Tischgestell aus Edelstahl rostfrei; abnehmbare röntgendurchlässige Auflageplatte; umlaufende Versorgungsschienen; 4 feststellbare Lenkrollen D 100; Untergestell ein- oder beidseitig ausfahrbar. (L x B x H) 1340 x 390 x 830-1030 mm  
Tragkraft 150 kg

Art.Nr. 103 000

### Anbau - Teile

- 1 Operations-Zusatzliege
- 4 Schwenkarme mit Schnellfixierklemmen
- 4 Anschlußblöcke mit Schnellfixierklemmen
- 1 Infusionsflaschenständer
- 2 Aufsteckrahmen für Seiten Lagerung
- 10 Fixierseile, Länge 0,6m

## Operationstische

### 101 460 | Fahrbarer OP-Tisch 460er

Ein OP-Tisch mit so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Tischgestell aus Edelstahl rostfrei. Tragkraft 100 kg. Tisch neigbar. Umlaufend Versorgungsschienen zur Montage von Halterungen. Fahrbar mit 4 Lenkrollen feststellbar.

Die Höhenverstellung ist gasfeder unterstützt mit Fußauslöser.

Art. Nr.	Bezeichnung	Tischplatte	Höhe	Preis in €
101 460	Operationstisch	46 x 134 cm	75 - 100 cm	2.790,-



### 101 000 | Fahrbarer Operationstisch manuell höhenverstellbar

Tischgestell aus Edelstahl rostfrei. Abnehmbare röntgen durchlässige Auflageplatte.

Umlaufende Versorgungsschienen zur Montage von Halterungen. Fahrbar mit 4 feststellbaren Lenkrollen, Untergestell ein- oder beidseitig ausfahrbar.

Die Höhenverstellung ist gasfeder unterstützt mit Fußauslöser.

Tragkraft 120 kg. Tisch neigbar.

#### DPMA - Patent Nr. 34 14 551

Art. Nr.	Bezeichnung	Tischplatte	Höhe	Preis in €
101 000	Operationstisch	39 x 134 cm	75 - 102 cm	4.290,-



### 102 000 | Fahrbarer Operationstisch elektrisch höhenverstellbar

Tischgestell aus Edelstahl rostfrei. Abnehmbare röntgen durchlässige Auflageplatte.

Umlaufende Versorgungsschienen zur Montage von Halterungen. Fahrbar mit 4 stk. Lenkrollen feststellbar. Untergestell ein- oder beidseitig ausfahrbar.

Die Höhenverstellung ist elektrisch per Handtaster.

Tragkraft 150 kg. Tisch neigbar.

#### DPMA - Patent Nr. 34 14 551

Art. Nr.	Bezeichnung	Tischplatte	Höhe	Preis in €
102 000	Operationstisch	39 x 134 cm	75 - 95 cm	5.690,-



## Operationstische

### **103 000 | Fahrbarer Operationstisch elektrisch höhenverstellbar seitlich kippbar um 30°**

Tragkraft 150 kg. Tisch neigbar und kippbar um 30 Grad. Abnehmbare röntgen durchlässige Auflageplatte. Umlaufende Versorgungsschienen zur Montage von Halterungen.

Fahrbar mit 4 Lenkrollen feststellbar. Untergestell ein- oder beidseitig ausfahrbar. Die Höhenverstellung sowie das Kippen sind elektrisch per Handtaster möglich.

Tischgestell aus Edelstahl rostfrei.

#### **DPMA - Patent Nr. 34 14 551**

Art. Nr.	Bezeichnung	Tischplatte	Höhe	Preis in €
103 000	Operationstisch	39 x 134 cm	83 - 103 cm	6.390,-



### **OP-Tisch Komplettsset**

### **101 000 06 | Fahrbarer OP-Tisch manuell höhenverstellbar mit Zubehör TYP M1**

Tischbeschreibung siehe Art.Nr.: 101 000

- Zubehör:
- 1 x Operations-Zusatzliege
  - 4 x Schwenkarme mit Schnellfixierklemmen
  - 2 x Aufsteckrahmen
  - 1 x Infusionsflaschenständer
  - 4 x Anschlussblöcke mit Schnellfixierklemmen
  - 10 x Fixierseile, Länge 0,6 m

#### **DPMA - Patent Nr. 34 14 551**

Art. Nr.	Bezeichnung	Tischplatte	Höhe	Preis in €
101 000 06	Operationstisch	39 x 134 cm	75 - 102 cm	6.970,-



## OP-Tisch Komplettset

### 102 000 06 | Fahrbarer OP-Tisch elektrisch höhenverstellbar mit Zubehör TYP E1

Tischbeschreibung siehe Art.Nr.: 102 000

- Zubehör:
- 1 Operations-Zusatzliege
  - 4 Schwenkarme mit Schnellfixierklemmen
  - 2 Aufsteckrahmen
  - 1 Infusionsflaschenständer
  - 4 Anschlussblöcke mit Schnellfixierklemmen
  - 10 Fixierseile, Länge 0,6 m

**DPMA - Patent Nr. 34 14  
551**

Art. Nr.	Bezeichnung	Tischplatte	Höhe	Preis in €
102 000 06	Operationstisch	39 x 134 cm	75 - 95 cm	7.860



### 103 000 06 | Fahrbarer OP-Tisch elektr. höhenverstellbar und seitl. kippar

#### mit Zubehör TYP EK1

Tischbeschreibung siehe Art.Nr.: 103 000

- Zubehör:
- 1 Operations-Zusatzliege
  - 4 Schwenkarme mit Schnellfixierklemmen
  - 2 Aufsteckrahmen
  - 1 Infusionsflaschenständer
  - 4 Anschlussblöcke mit Schnellfixierklemmen
  - 10 Fixierseile, Länge 0,6 m

**DPMA - Patent Nr. 34 14  
551**

Art. Nr.	Bezeichnung	Tischplatte	Höhe	Preis in €
103 000 06	Operationstisch	39 x 134 cm	83 - 103 cm	8.660,-



## Spezial- Operationstische

### 103 400 | Fahrbarer OP-Tisch elektrisch höhenverstellbar und seitlich kippbar

Einseitig ausladend! Tragkraft 150 kg. Tisch **stark neigbar** und kippbar um 30 Grad.

Abnehmbare, röntgen durchlässige Auflageplatte.  
Umlaufende Versorgungsschienen zur Montage von Halterungen.

Fahrbar mit 4 Lenkrollen mit Feststeller.. Untergestell ein- oder beidseitig ausfahrbar.

Die Höhenverstellung sowie das seitliche Kippen sind elektrisch per Handschalter.

Tischgestell aus Edelstahl rostfrei.

Art. Nr.	Bezeichnung	Tischplatte	Höhe	Preis in €
103 400	Operationstisch	39 x 134 cm	83 - 103 cm	6.730,-



### 102 090 | Fahrbarer OP-Tisch elektrisch höhenverstellbar und kippbar um 90 Grad

Tischplatte manuell beidseitig um bis zu 90 Grad schwenkbar.

Abnehmbare, röntgendurchlässige Auflageplatte.  
Umlaufende Versorgungsschienen zur Montage von Halterungen.

Fahrbar mit 4 Lenkrollen mit feststeller Untergestell ein- oder beidseitig ausfahrbar.

Die Höhenverstellung ist elektrisch per Handschalter.

Tragkraft 150 kg. Tisch neigbar. Tischgestell aus Edelstahl rostfrei.

Art. Nr.	Bezeichnung	Tischplatte	Höhe	Preis in €
102 090	Operationstisch	39 x 134 cm	98 - 118 cm	7.035,-



## Zubehör für Untersuchungs- und Behandlungstische

### 100 007 | Zusatzliege für stabile Bauch- oder Rückenlage

Operations-  
Zusatzliege  
4 Haltegabeln zur Aufnahme der  
Liege

4 Anschlussblöcke Art. Nr. 200 006

1 Eimerhaken

Tragfähigkeit 120 kg.

PVC-Trevira hellgrau mit eingeschweißten stabilen  
Edelstahlrohren.

**DPMA – Patent Nr. 35 15  
808**

Art. Nr.	Bezeichnung	Maße	Höhe	Preis in €
100 007	Zusatzliege	48 - 134 cm	20 cm	1.085,-



### 200 005 | Schwenkarm für optimale Fixierung

Besonders geeignet für Zusatzliege sowie Seitenstützen.

Edelstahl, mit drehbarer Seilarretierung, höhenverstellbar bis  
20 cm.

Ausladung 12 cm, Schwenkbereich 360°.

Art. Nr.	Bezeichnung	Maße	Höhe	Preis in €
200 005	Schwenkarm	12 cm	20 cm	115,-



Fixierseil

### e 200 008 | Fixierseile

Fixierseile aus Nylon, weiß, Durchmesser 4  
mm.

Passend für Schwenkarme und Fixierblöcke.

Art. Nr.	Bezeichnung	Bund	Höhe	Preis in €
200 008	Fixierseile	10 Stk.	60 cm	21,-
200 009	Fixierseile	10 Stk.	100 cm	25,-



## Zubehör für Untersuchungs- und Behandlungstische

### 200 007 | Anschlussblock mit Seilarretierung und Loch

Anschlussblock aus Aluminium eloxiert, zur Aufnahme für Rundmaterial D 12 mm und Seilarretierung.

Passend zu Versorgungsschienen.

Art. Nr.	Bezeichnung	Stück	Preis in €
200 007	Anschlussblock	1	116,-



### 200 006 | Anschlussblock mit Loch

Anschlussblock aus Aluminium eloxiert, zur Aufnahme für Rundmaterial D 12 mm.

Passend zu Versorgungsschienen.

Art. Nr.	Bezeichnung	Stück	Preis in €
200 006	Anschlussblock		98,-



### 200 001 | Anschlussblock mit Seilarretierung

Anschlussblock aus Aluminium eloxiert, mit Seilsrretierung

Passend zu Versorgungsschienen.

Art. Nr.	Bezeichnung	Stück	Preis in €
200 001	Anschlussblock		76,-



### 100 004 | Aufsteckrahmen

Aufsteckrahmen zur raschen Verbreiterung oder Verlängerung des Operationstisches.

Passend zu Versorgungsschienen.

Art. Nr.	Bezeichnung	Maße	Stück	Preis in €
100 004	Aufsteckrahmen	39 x 30 cm		365,-



## Zubehör für Untersuchungs- und Behandlungstische

### 100 402 | Zahnsteingitter mit Wanne

Zahnsteingitter mit Wanne zum Anhängen. Edelstahl rostfrei, max. 9 Liter Inhalt,

sechs Zwischenstreben. Passend zu Versorgungsschienen.

Art. Nr.	Bezeichnung	Maße	Satz	Preis in €
100 402	Zahnsteingitter	39 x 30 cm		595,-



### 200 003 | Infusionsflaschenhalter

L-Form mit 4 Haken zum Befestigen an den Versorgungsschienen.

Edelstahl rostfrei mit Anschlussblock und Seilarretierung.

Schwenkbereich 360°.

Art. Nr.	Bezeichnung	Höhe	Preis in €
200 003	Infusionsflaschenhalter	115 cm	290,-



### 100 010 | Fixator für Versorgungsschläuche

Fixator zum Befestigen am Infusionsflaschenhalter. Edelstahl, mit drehbarem Fixatorrad, stufenlos höhenverstellbar.

Ausladung 16 cm, Schwenkbereich 360°.

Art. Nr.	Bezeichnung	Satz	Preis in €
100 010	Fixator	1	225,-



### 100 020 | Fixator für Versorgungsschläuche

Fixator zum Befestigen an Versorgungsschienen mit Anschlussblock.

Edelstahl, mit drehbarem Fixatorrad, stufenlos höhenverstellbar.

Ausladung 16 cm, Schwenkbereich 360°.

Art. Nr.	Bezeichnung	Satz	Preis in €
100 020	Fixator	1	335,-



## **Zahlungs- und Lieferbedingungen**

**Preise:** Nettopreise zzgl. 19% MwSt.

**Lieferung:** ab Werk, unverzollt + Frachtkosten Spedition 189,- Netto  
Deutschland ohne Inseln. Ausland auf Anfrage.

**Zahlung:** Zahlbar bei Erhalt/ Neukunden nur mit Vorkasse

**Technische Änderungen vorbehalten!**

**Mit Ausgabe dieser Preisliste werden alle früheren ungültig.**